



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/active-tasma-dentystyczna-woskowana-z-fluorem-50m-p-188.html>



## ACTIVE taśma dentystyczna woskowana z fluorem 50m

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Cena             | <b>12,50 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                        |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                      |
| Numer katalogowy | <b>active_tasma</b>                    |
| Kod EAN          | <b>5012251002042</b>                   |
| Producent        | <b>Active Oral Care /<br/>Drammock</b> |

### Opis produktu

#### ACTIVE taśma dentystyczna 50 metrów

Taśma dentystyczna ACTIVE Dental Tape, to wysokiej jakości nić dentystyczna, która została zaprojektowana do skutecznego czyszczenia między zębami i dziąsłami w celu zapewnienia optymalnej higieny jamy ustnej. Ta taśma dentystyczna ma ulepszony miętowy smak i jest woskowana, co zapewnia gładkie i łatwe użytkowanie. Długość 50 m zapewnia długotrwałe użytkowanie i wygodę. Taśma dentystyczna jest płaska, w przeciwieństwie do [nici dentystycznych](#), które są okrągłe w przekroju.

#### Cechy produktu:

- **Płaska konstrukcja** taśmy dentystycznej pozwala na łatwe umieszczenie jej między zębami i dziąsłami.
- Taśma ACTIVE Dental Tape jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić trwałość i skuteczność.
- **Miętowy smak** zapewnia odświeżające i przyjemne doznania podczas nitkowania zębów.
- **Woskowana** powłoka na taśmie pozwala na gładkie przesuwanie się między zębami, zapobiegając strzępieniu się lub strzępieniu.
- **Wzbogacona fluorem** [taśma dentystyczna](#) pomaga wzmocnić szkliwo zębów i zapobiegać próchnicy.
- **Atrakcyjna cena** taśmy dentystycznej ACTIVE sprawia, że jest to przystępna cenowo opcja utrzymania zdrowia jamy ustnej.
- Korzystny stosunek jakości do ceny zapewnia wysoką jakość produktu za rozsądną cenę.
- **Długość 50 m** zapewnia długotrwałe użytkowanie, zmniejszając potrzebę częstych zakupów.
- Nadaje się **do codziennego użytku** i jest zalecana przez stomatologów w celu zapewnienia optymalnej higieny jamy ustnej.
- Wygodne opakowanie pozwala na łatwe przechowywanie, przenoszenie i dozowanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku w podróży lub w podróży.

#### Sposób użycia

Nawiń część taśmy na palec. Odwiń potrzebną ilość z opakowania i nawiń na palec drugiej ręki. Delikatnie wprowadź taśmę pomiędzy przestrzenie międzyzębowe i delikatnymi ruchami usuń resztki spo między zębów. Nitkowanie wykonaj tak, aby nie uszkodzić dziąsła.