



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/curaprox-cps-14-ortho-refill-stozkowe-szczoteczki-miedzyzebowe-p-664.html>



Curaprox CPS 14 Ortho Refill stożkowe szczoteczki międzyzębowe

Cena	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CPS 14
Kod EAN	7612412429374
Producent	CURAPROX - Curaden AG

Opis produktu

Curaprox CPS 14 stożkowe szczoteczki międzyzębowe

Curaprox CPS 14 Ortho Refill stożkowa lub inaczej choinkowa [szczoteczka międzyzębowa](#). Szczoteczka jest w kolorze pomarańczowym, co oznacza właśnie ten konkretny rozmiar. Występuje jeszcze inna pomarańczowa szczoteczka ale w kształcie walca o symbolu CPS 14Z - dostępna w naszym sklepie.

Szczoteczki interdentalne [Curaprox](#) CPS 14 Ortho stosuje się je głównie w tzw. prewencji wtórnej, między wypełnieniami, koronach, mostach i implantach. Są również używane przez osoby noszące stałe aparaty ortodontyczne - stąd w nazwie występuje człon Ortho :)

Cechy Curaprox CPS 14 Ortho Refill:

- **wzmocniony rdzeń**
- **podwójna ilość włosów**
- **choinkowy kształt** sprawia, że można ją używać w ciaśniejszych jak i luźniejszych przestrzeniach międzyzębowych
- do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych **> 1,5 mm i o rozstawie włosów 5,0 mm**.
- metalowa spirala, wykonana z drutu chirurgicznego CURAL
- czyszczą skuteczniej od zwykłych szczoteczek międzyzębowych
- szczoteczka jest niezwykle sztywna i wytrzymała
- szczoteczki są przeznaczone do kontaktu z koronami, mostami, do czyszczenia miejsc między wypełnieniami
- polecana dla osób noszących stałe aparaty ortodontyczne

Zalety szczoteczek międzyzębowych Curaprox CPS 14 Ortho Refill:

5-krotnie dłuższą trwałość

10-krotnie mniejszą łamliwość niż w zwykłych szczoteczkach

Dobrze dobrana wg rozmiaru szczoteczka, wystarcza na ok. 7 - 14 dni użytkowania - to znacznie dłużej niż produkty konkurencyjne.

Do szczoteczek polecamy uchwyty Curaprox UHS - każdy uchwyt będzie kompatybilny ze szczoteczkami CPS.



dentylium

W opakowaniu znajduje się 5 sztuk szczoteczek.

Informacja dodatkowa:

Linia szczoteczek międzyzębowych Curaprox Prime charakteryzuje się bardzo cienkim trzpieniem wykonanym ze stali chirurgicznej. Użyte w szczoteczce włókna przystosowane są do kontaktu z zębami naturalnymi.

Dla koronek, implantów, do czyszczenia mostów oraz miejsc ze sztucznymi elementami przeznaczona jest linia Ortho Refill (dawniej Regular) lub super wytrzymała linia "strong&implant" gdzie użyto mocniejszego, jeszcze bardziej odpornego na zginanie i skręcanie drutu oraz innego rodzaju włosia - przystosowanego do kontaktu ze sztucznymi elementami.