



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/curaprox-cs-5460-ultra-soft-bardzo-mieka-szczoteczka-do-zeb-p-1121.html>

CURAPROX CS 5460 Ultra Soft bardzo miękka szczoteczka do zębów



Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CS5460
Kod EAN	7612412546002
Producent	CURAPROX - Curaden AG

Opis produktu

Co to jest CURAPROX CS 5460 Ultra Soft?

Pożegnaj się z problemami stomatologicznymi dzięki rewolucyjnej szczoteczce Curaprox CS 5460 Ultra Soft! Wyposażona w wyjątkowo cienkie, delikatne włosie wykonane z Curen®. Szczoteczka ta jest najlepszym partnerem w utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej i zapewnieniu zdrowych zębów i dziąseł. Sprawi byś czuł się komfortowo. Dzięki dużej ilości włókien szczotkowanie zębów będzie niezwykle efektywne a przy tym delikatne. Ultra miękkie włókna są znakiem rozpoznawczym tej delikatnej szczoteczki. Dziąsła pokochają szczoteczki Curaprox, a twoje zęby również będą Ci wdzięczne.

Co wyróżnia CURAPROX CS 5460 Ultra Soft?

CURAPROX CS 5460 Ultra Soft szczególnie wyróżnia się dzięki swoim unikalnym właściwościom i zaletom. Jedną z najważniejszych cech szczoteczki są bardzo miękkie i delikatne włókna, które są zaprojektowane z myślą o szkliwie i dziąsłach. Dzięki temu szczoteczka jest idealna dla osób o wrażliwych zębach i dziąsłach oraz dla tych, którzy potrzebują szczególnej troski w dbaniu o swoją jamę ustną.

CURAPROX CS 5460 Ultra Soft zapewnia również precyzyjne czyszczenie każdego miejsca wokół zęba, co jest bardzo ważne aby uzyskać dokładne i skuteczne usuwanie płytki nazębnej. Włókna CUREN® skutecznie usuwają płytkę nazębną bez uszkodzania szkliwa czy dziąseł, co czyni tę szczoteczkę wyjątkowo efektywną.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej, ośmiokątnej ręczce, szczoteczka jest wygodna w trzymaniu - nie ślizga się. Zapewnia to doskonałą kontrolę i precyzję podczas czyszczenia zębów. Ponadto, CURAPROX CS 5460 Ultra Soft wykonana jest z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje długotrwałą trwałość i doskonałą jakość wykonania.

Podsumowując, CURAPROX CS 5460 Ultra Soft to szczoteczka, która wyróżnia się dzięki:

- bardzo miękkim i delikatnym włóknom,
- precyzyjnemu czyszczeniu każdego miejsca wokół zęba,
- zaawansowanej technologii włókien CUREN®,
- wyjątkowo wygodnej ośmiokątnej ręczce,
- doskonałej jakości wykonania,
- nieprzeciętnej trwałości.

Jest to idealna szczoteczka zarówno dla osób o wrażliwych zębach i dziąsłach, jak i dla tych, którzy chcą uzyskać dokładne i skuteczne czyszczenie jamy ustnej.



Zalety stosowania szczoteczki

Szczoteczka do zębów CURAPROX CS 5460 Ultra Soft została zaprojektowana tak, aby zapewnić dokładne i precyzyjne czyszczenie wszystkich obszarów wokół zębów, dzięki czemu jest niezawodną opcją dla utrzymania dobrego zdrowia jamy ustnej. Polecamy szczoteczkę CURAPROX CS 5460 Ultra Soft ze względu na jej mięsistość i gęstość włókien - delikatne, ale skuteczne czyszczenie i doskonałą jakość wykonania.

Delikatna dla dziąseł

Szczoteczka CURAPROX CS 5460 Ultra Soft jest zaprojektowana z myślą o delikatności dla dziąseł. Jej włókna CUREN 5460 są bardzo miękkie, co zapewnia maksymalny komfort podczas czyszczenia zębów. Delikatność szczoteczki jest bardzo ważna dla zdrowia dziąseł, ponieważ nie powoduje przeciążenia i cofania się dziąseł, a to może prowadzić do szeregu poważnych problemów związanych z osłabieniem i chorobami dziąseł.

Szczoteczka CURAPROX CS 5460 Ultra Soft oferuje szereg funkcji i cech, które wpływają korzystnie na ochronę i zdrowie dziąseł. Oprócz delikatnych włókien CUREN, szczoteczka ta posiada długi, wygodny uchwyt ułatwiający dobranie właściwego kąta podczas mycia zębów. Trzymanie szczoteczki pod właściwym kątem jest kluczowe dla osiągnięcia maksymalnego efektu czyszczenia, co przyczynia się do lepszej ochrony i zdrowia dziąseł.

Regularne stosowanie szczoteczki CURAPROX CS 5460 Ultra Soft przynosi wiele korzyści dla zdrowia dziąseł. Dzięki miękkim włóknom CUREN, szczoteczka skutecznie usuwa płytkę bakteryjną z każdego miejsca wokół zęba, zapobiegając tym samym chorobom dziąseł, w tym zapaleniu dziąseł. Delikatność dla dziąseł sprawia, że stosowanie szczoteczki jest przyjemne. To z kolei zachęca do regularnego czyszczenia zębów. Regularne mycie zębów szczoteczką CURAPROX CS 5460 Ultra Soft może pomóc w zapobieganiu wielu poważnym schorzeniom jamy ustnej i jest ważnym elementem dbania o zdrowie dziąseł.

Wnioski: Szczoteczka CURAPROX CS 5460 Ultra Soft jest szczególnie delikatna dla dziąseł, co przekłada się na większy komfort podczas czyszczenia zębów. Jej miękkie włókna CUREN, funkcja trzymania pod właściwym kątem oraz skuteczność w usuwaniu płytki bakteryjnej korzystnie wpływają na ochronę i zdrowie dziąseł. Regularne stosowanie tej szczoteczki może pomóc w zapobieganiu chorobom dziąseł i stanowi ważny element zdrowej higieny jamy ustnej.

Usuwa płytkę nazębną

Szczoteczka do zębów CURAPROX CS 5460 Ultra Soft jest znana z bardzo skutecznego usuwania płytki nazębnej, co przyczynia się do lepszej higieny jamy ustnej. Włókna CUREN, z których wykonana jest szczoteczka, są miękkie i delikatne dla dziąseł, ale jednocześnie bardzo skutecznie usuwają osad. Proces czyszczenia zębów za pomocą szczoteczki, która posiada na główce aż 5460 cienkich i sprężystych włókien jest bardzo efektywny.

Po pierwsze, miękkie włókna CUREN doskonale przylegają do powierzchni zębów, dzięki czemu mogą usunąć nawet mikroskopijne resztki jedzenia oraz płytkę nazębną.

Po drugie, długość włókien jest idealna do dosięgania trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie międzyzębowe i dolne partie zębów.

Po trzecie, szczoteczka ma prosty kształt, dzięki czemu można łatwo i dokładnie czyścić wszystkie obszary jamy ustnej.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty w usuwaniu płytki nazębnej, należy wykonywać szczotkowanie zębów prawidłowo. Zaleca się mycie zębów szczoteczką CURAPROX CS 5460 Ultra Soft przez przynajmniej 2 minuty rano i wieczorem. Należy unikać agresywnego szczotkowania, ponieważ to może prowadzić do urazów dziąseł oraz powodować cofnięcie się linii dziąseł. Właściwe szczotkowanie polega na delikatnym i dokładnym wykonaniu ruchów, przy użyciu odpowiedniego kąta szczoteczki.

Umożliwia precyzyjne szczotkowanie każdego miejsca wokół zęba

Szczoteczka CURAPROX CS 5460 Ultra Soft jest idealna do precyzyjnego i skutecznego mycia zębów w każdym miejscu wokół zęba. Aby zapewnić dokładne i kompleksowe czyszczenie, należy przestrzegać kilku prostych wskazówek.

Po pierwsze, trzymaj szczoteczkę pod właściwym kątem. Najlepiej jest trzymać szczoteczkę pod kątem 45 stopni, tak jak trzyma się pióro. Dzięki temu połowa włókien szczoteczki znajdzie się na dziąsłach, a połowa na zębach, co zapewni efektywne usunięcie płytki nazębnej z każdej części zębów.

Po drugie, wykonuj okrężne ruchy bez nacisku. Nie należy próbować silnie ocierać szczoteczką o zęby, ponieważ to może prowadzić do urazów dziąseł oraz powodować cofnięcie się linii dziąseł. Właściwe szczotkowanie polega na delikatnym i dokładnym wykonaniu ruchów, przy użyciu odpowiedniego kąta szczoteczki.

Po trzecie, warto zacząć od najtrudniejszych miejsc, czyli od wewnętrznej części zębów, od tylnych zębów trzonowych,



przechodząc do części zewnętrznej i kończąc na powierzchniach żujących. Dzięki temu można mieć pewność, że każde miejsce wokół zęba zostanie dokładnie umyte.

Szczotkowanie zębów szczoteczką CURAPROX CS 5460 Ultra Soft jest bardzo skutecznym sposobem na usuwanie płytki nazębnej. Wszystkie wymienione powyżej wskazówki powinny być przestrzegane, aby zapewnić najwyższą jakość czyszczenia zębów. Dzięki tej szczoteczce łatwo możesz precyzyjnie umyć każde miejsce wokół zęba, co przyczyni się do utrzymania zdrowia jamy ustnej.

Trzymanie szczoteczki pod właściwym kątem

Trzymanie szczoteczki do zębów CURAPROX CS 5460 Ultra Soft pod właściwym kątem to kluczowy element, który wpływa na skuteczność szczotkowania. W celu uzyskania najlepszych efektów i dokładnego usuwania płytki nazębnej z każdego miejsca wokół zęba, **należy trzymać szczoteczkę pod kątem około 45 stopni w stosunku do powierzchni zębów i dziąseł.**

Prawidłowe trzymanie szczoteczki zapewnia, że połowa włókien szczoteczki znajdzie się na dziąsłach, a druga połowa na zębach, co umożliwi delikatne i dokładne wykonanie ruchów. Precyzyjne szczotkowanie każdego miejsca wokół zęba jest kluczowe, aby zapewnić zdrowe zęby i dziąsła.

Podczas szczotkowania należy unikać przyłożenia zbyt dużego nacisku, ponieważ to może prowadzić do urazów dziąseł oraz powodować cofnięcie się linii dziąseł. Zamiast tego, wykonaj delikatne ruchy w górę i w dół, skupiając się na każdym zębie i każdej powierzchni. To nie tylko pomoże usunąć płytkę nazębną, ale również stymuluje krążenie krwi w dziąsłach.

Korzystając z CURAPROX CS 5460 Ultra Soft, która jest bardzo miękka, można mieć pewność, że masuje dziąsła nie powodując bólu oraz stymuluje krążenie krwi bez ryzyka urazów dziąseł oraz powodowania ich cofnięcia. Dzięki precyzyjnemu i dokładnemu szczotkowaniu z zachowaniem właściwego kąta, można cieszyć się zdrowymi zębami i dziąsłami przez wiele lat.

Dla kogo szczoteczka CURAPROX CS 5460 Ultra Soft?

Po tę szczoteczkę warto sięgnąć:

- Kiedy jesteś w trakcie leczenia periodontologicznego,
- Kiedy masz stany zapalne jamy ustnej lub krwawienie z dziąseł. Po szczotkowaniu tą szczoteczką dziąsła nie są podrażnione - ta szczoteczka to ratunek dla dziąseł.
- Kiedy masz odsłonięte szyjki zębowe i miewasz nadwrażliwość na zimne lub gorące napoje, słodkie lub kwaśne potrawy,
- Kiedy borykasz się z problemem suchości w ustach - kserostomią, ta szczoteczka jest naprawdę delikatna i nie powoduje bólu podczas szczotkowania,
- Kiedy jesteś w ciąży, i potrzebujesz wyjątkowej delikatności podczas szczotkowania,
- Kiedy nie chcesz by szczoteczka kaleczyła Twoje dziąsła,
- Kiedy nosisz aparat ortodontyczny - polecamy tę szczoteczkę w wersji ortodontycznej, którą możesz kupić też w naszym sklepie stomatologicznym w dziale [PRODUKTY ORTODONTYCZNE](#).
- Jeśli cenisz szwajcarską jakość,
- Jeśli potrzebujesz szczoteczki, która super czyści...

Bardzo miękka szczotka - delikatna dla wrażliwych zębów i dziąseł.

Szczoteczka do zębów Curaprox CS 5460 Ultra Soft charakteryzuje się bardzo miękkimi włóknami CUREN®, które sprawiają, że jest ona idealna dla osób z wrażliwymi zębami i dziąsłami. Dzięki tej szczoteczce, nie musisz już obawiać się bólu i podrażnień związanych z codziennym myciem zębów.

Poza tym, szczoteczka Curaprox CS 5460 Ultra Soft pozwala na skuteczne usuwanie płytki nazębnej, bez uszkodzania szkliwa. To możliwe dzięki idealnemu ułożeniu i gęstości włókien CUREN®, które pozwalają na dokładne wyczyszczenie każdego miejsca wokół zęba.

Konstrukcyjne cechy szczoteczki Curaprox CS 5460 Ultra Soft również wpływają na jej delikatność dla wrażliwych zębów i dziąseł. Ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia pewne trzymanie, dzięki czemu unikniesz naciskania na zęby podczas czyszczenia. Ponadto, sztywny rdzeń szczoteczki pozwala na kontrolowanie stopnia gięcia włókien, co minimalizuje ryzyko zranienia dziąseł.

Jeśli poszukujesz szczoteczki, która pozwoli Ci efektywnie i delikatnie zadbać o swoje zęby, szczególnie te wrażliwe, Curaprox CS 5460 Ultra Soft to wspaniałe rozwiązanie. Nie szkodzi szkliwu, a jednocześnie skutecznie usuwa płytkę nazębną z każdego miejsca wokół zęba.



Wytrzymała konstrukcja

Szczoteczka CURAPROX CS 5460 Ultra Soft została zaprojektowana z myślą o trwałości i wytrzymałości. Jakość materiałów wykorzystanych w produkcji szczoteczki CURAPROX CS 5460 Ultra Soft jest niezwykle wysoka. Włókna CUREN®, z których wykonana jest główka szczoteczki, są znane ze swojej wyjątkowej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia. Dzięki temu, polecana przez stomatologów, higienistów i higienistki stomatologiczne. Szczoteczka jest w stanie utrzymać swoją skuteczność przez dłuższy czas niż wiele innych dostępnych na rynku.

Dzięki jej ergonomicznemu kształtowi i odpowiednio ułożonym włóknom CUREN®, możliwe jest dokładne wyczyszczenie każdego miejsca wokół zęba, a jednocześnie masowanie dziąseł bez ryzyka ich uszkodzenia.

Podsumowując, szczoteczka CURAPROX CS 5460 Ultra Soft to produkt o wytrzymałej konstrukcji, wykonany z wysokiej jakości materiałów, co pozwala na skuteczne i długotrwałe użytkowanie bez obaw o uszkodzenia.

Kultowa szczoteczka w Twojej łazience

Kultowa szczoteczka Curaprox CS 5460 Ultra Soft to produkt, który idealnie wpasowuje się w potrzeby osób dbających o higienę jamy ustnej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wykorzystanym w produkcji, szczoteczka zyskała opinię jednego z najlepszych modeli dostępnych na rynku.

Historia produktu zaczyna się od zastosowania nowych materiałów w produkcji. Głowica szczoteczki została wykonana z włókien CUREN®, które są niezwykle wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Dzięki temu szczoteczka zachowuje swoją skuteczność przez dłuższy czas niż wiele innych dostępnych na rynku.

Nie tylko skuteczność, ale również delikatność w stosunku do dziąseł i zębów przyczyniła się do popularności produktu. Ergonomiczny kształt szczoteczki oraz odpowiednio ułożone włókna CUREN® pozwalają na dokładne wyczyszczenie każdego miejsca wokół zęba, a jednocześnie masaż dziąseł bez ryzyka ich uszkodzenia.

Pozytywne opinie użytkowników są potwierdzeniem skuteczności i delikatności szczoteczki Curaprox. Wiele osób stosujących ją regularnie zauważa zmniejszenie ilości płytki nazębnej oraz poprawę ogólnego stanu jamy ustnej.

Szczoteczka Curaprox CS 5460 Ultra Soft zyskała popularność nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Stała się kultowym produktem w łazience, który cieszy się zaufaniem oraz uznaniem dentystów i higienistek stomatologicznych na całym świecie.

Warto dodać, że szczoteczka Curaprox dostępna jest w różnych fantazyjnych kolorach, co umożliwia jej personalizację dla każdego członka rodziny. Dzięki dołączonej do produktu przezroczystej osłonce na główkę, można stosować ją zarówno w domu, jak i w podróży, dzięki czemu dbanie o higienę jamy ustnej nigdy nie było tak łatwe.

Wszystko to sprawia, że kultowa szczoteczka Curaprox CS 5460 Ultra Soft jest jednym z najlepszych produktów do mycia zębów na rynku, łącząc w sobie skuteczność i delikatność, a jednocześnie dając użytkownikom komfort i satysfakcję z codziennej pielęgnacji jamy ustnej.

Uwaga: używanie szczoteczki Curaprox CS 5460 Ultra Soft może uzależniać ;)

Na zakończenie informacja o szczoteczce CURAPROX CS 5460 Ultra Soft w pigułce:

- super miękka
- czyszcząca gruntownie - poleruje i wygładza powierzchnię szkliwa,
- atraumatyczna, nie powodująca dodatkowego bólu dziąseł podczas mycia zębów,
- plastikowa osłonka (przydaje się w podróży),
- kompaktowa główka ułatwia precyzyjne czyszczenie trudno dostępnych miejsc.



dentylium



CURAPROX CS5460 Ultra Soft

Aż 5460 ultracienkich, gęsto zbitych włosków CUREN o średnicy 0,10 mm. Wyjątkowo delikatne włoski docierają do każdego miejsca wokół zęba i dziąsła, nie wycierając dodatkowo szyjki zęba. Szczoteczka doskonale czyści powierzchnię zęba i to co najważniejsze masuje dziąsła, poprawia ich ukrwienie nie podrażniając dziąseł. Ośmiokątny kształt ręczki jest idealny do szczotkowania jamy ustnej pod różnymi kątami, dzięki czemu bez wysiłku możemy oczyszczać zęby od środka jamy ustnej.



Włosie CUREN

Zastosowane opatentowane włosie z tworzywa CUREN zachowuje wysoką sztywność także w stanie mokrym, dlatego do budowy szczoteczki można było użyć większej ilości cieńszych włosków, które nadają szczotce miękkość.

Włosie CUREN:

- zapewnia dobrą penetrację w przestrzeniach międzyzębowych przez zastosowaną niewielką średnicę włosa
- najlepsze i dokładne doczyszczanie z osadów i masowanie dziąseł zarazem

Włosie zwykłych, marketowych szczoteczek do zębów jest za twarde aby usunąć płytkę bakteryjną z miejsc styku zęba z dziąsłem bez stosowania nadmiernego nacisku. Konsekwencją tego jest złe oczyszczenie zęba albo uszkodzenie go wraz z przyzębiem i dziąsłem. Szkody spowodowane codziennym „szorowaniem” zębów zwykłymi szczoteczkami z grubym twardym, nylonowym włosiem powodują nieodwracalne zmiany („cofanie” się dziąseł).

Problem odsłoniętych szyjek przyzębowych może rozwiązać dentysta poprzez wypełnienie liniowych ubytków.

Szczoteczka CURAPROX CS 5460 Ultrasoft nadaje się do czyszczenia zębów metodą BASS - czyli ruchu naciągania dziąseł na zęby - najbardziej odpowiedni dla dziąseł. Ruch wymiatający: od dziąsła do środka jamy ustnej.