



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/gum-easy-flossers-wykalaczki-z-delikatna-nitka-30szt-p-829.html>



GUM Easy-Flossers wykalaczki z delikatną nitką 30szt

Cena	12,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	#890
Kod EAN	7630019903783
Producent	GUM Sunstar

Opis produktu

GUM Easy-Flossers wykalaczka i nitka w jednym

Wykalaczki GUM Easy-Flossers z cienkimi nitkami to wygodny i skuteczny sposób na [czyszczenie przestrzeni międzyzębowych](#) i utrzymanie zdrowego uśmiechu. Te wykalaczki mają miętowy smak i woskowaną nić, która zapewnia odświeżające i gładkie czyszczenie nicią dentystyczną. GUM Easy-Flossers łączy wykalaczkę i nitkę w jednym produkcie. GUM Easy-Flossers to najprostszy sposób na komfortowe i nie uciążliwe oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych. Możesz ich używać wielokrotnie do 3-4 razy.

W opakowaniu znajdziemy niewielkie etui na kilka nicio-wykalaczek, dzięki temu w taki higieniczny sposób możemy Easy Flosser nosić ze sobą.

Jeśli tradycyjne korzystanie z nici dentystycznej jest dla Ciebie niewygodne, polecamy uchwyt z rozciągniętą nicią firmy GUM, pozwalający znacznie łatwiej i sprawniej czyścić przestrzenie międzyzębowe. Ten produkt jest bardzo praktyczny i łatwy w użyciu.

Jak to działa?

Na uchwycie zamocowana jest mocna, woskowana, [cienka nić dentystyczna](#), która przechodzi łatwo przez punkty styczne, jest odporna na ścieranie zaś sam uchwyt dopasowany jest do zgryzu tak by nić wsuwana była między zęby przy pomocy naciskającej przeciwległej szczęki, bez podrażnienia dziąsła. Nić delikatnie czyści przestrzenie międzyzębowe, poniżej linii dziąseł oraz miejsca do których nie dociera tradycyjna szczoteczka.

Stosując drugą stronę nicio-wykalaczki usuniemy większe zalegające resztki pokarmu z przestrzeni międzyzębowych.

Cechy produktu:


- **Miętowy smak** zapewnia świeże i przyjemne wrażenia podczas nitkowania zębów.
- **Woskowana nić** łatwo przesuwana się między zębami, dzięki czemu nitkowanie jest wygodne i skuteczne.
- **Zawiera fluor**, który pomaga wzmocnić szkliwo zębów i zapobiega próchnicy.
- **Zawiera witaminę E**, która wspomaga zdrowie dziąseł i pomaga zapobiegać stanom zapalnym.
- **Usuwa płytkę bakteryjną**, zmniejszając ryzyko chorób dziąseł i próchnicy.
- **Usuwa resztki jedzenia**, które mogą utknąć między zębami i powodować nieświeży oddech.



dentylium

- Każde opakowanie **zawiera 30 wykałaczek z delikatną nitką**, co zapewnia wystarczającą ilość do regularnego stosowania.
- **Wygodne etui** dołączone do opakowania ułatwia przenoszenie i używanie w podróży.

30 sztuk w opakowaniu



Zalety

- nić łatwo ślizga się między zębami zapobiegając jednocześnie poluzowaniu
- specjalnie ukształtowane włókna zapewniają większą powierzchnię czyszczącą osady z powierzchni zęba
- komfortowo doczyści przestrzeni tylnych zębów
- zastosowany uchwyt pozwala na lepszą kontrolę nacisku i operowaniu pod linią dziąsłową
- zawiera fluor
- zawiera Vit. E

Opakowanie zawiera 30 sztuk niciowykałaczek i etui.



Wypróbuj tę cienką nitkę dentystyczną na procie i wykałaczkę w jednym - GUM Easy-Flossers czeka na wypróbowanie!

Jaki zestaw podróżny do higieny jamy ustnej?

Planowanie podróży to jedno, ale zapewnienie sobie odpowiedniej higieny jamy ustnej w trakcie niej jest równie ważne. Bez względu na to, dokąd się wybieramy, warto pomyśleć o skomponowaniu własnego zestawu podróżnego do higieny jamy ustnej, zawierającego niezbędne akcesoria. Wśród nich powinny znaleźć się:

Składana szczoteczka do zębów

Powinniśmy myć zęby 2 razy dziennie przez 2-3 minuty, niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu czy na wakacjach. Składana szczoteczka do zębów to niezwykle praktyczny gadżet, który z łatwością pomieści się w mniejszej kosmetyczce czy torebce.

Mini pasta do zębów

Mała tubka z pastą do zębów to dobry wybór dla osób, które chcą zaoszczędzić miejsce w bagażu. Wiele marek oferuje nie tylko miniaturowe opakowania, ale także pasty o mniejszej zawartości fluoru, idealne dla dzieci i osób z wrażliwymi zębami. Poszukujemy past o pojemności od 10 do 30 mililitrów.

Mała szczoteczka do zębów na baterie

To rozwiązanie dla tych, którzy szukają nowinek technologicznych. Mała szczoteczka na baterie nie zajmuje wiele miejsca i z łatwością pomieści się w torebce czy plecaku. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie trzeba jej podłączać do gniazdka, co znacznie ułatwia higienę w trudniejszych warunkach, na przykład podczas wędrówek.

Mały płyn do ust

W podróży możemy być narażeni na suchość błony śluzowej jamy ustnej. Mały, poręczny płyn do ust to dobry wybór, gdy potrzebujemy odświeżyć oddech.

Małe akcesoria do higieny zębów

W zależności od indywidualnych potrzeb, warto zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria, przykładowo **małe nici dentystyczne** czy **gumy do żucia** z ksylitolem na odświeżenie oddechu,

Akcesoria do przechowywania kosmetyków w podróży

Przed podróżą warto zaopatrzyć się w **małą kosmetyczkę**, która pomieści wszystkie akcesoria higieniczne potrzebne w podróży. Warto rozważyć też zakup etui na szczoteczkę, jeśli ta nie posiada skuwki. Dodatkowe wyposażenie kosmetyczki może stanowić **mydelniczka**, **grzebyk**, **pilniczek do paznokci**, **maszynka do golenia**, **dezodorant** - wszystko zależy od potrzeb i inwencji podróżnika.

Warto pamiętać, że wybór akcesoriów do higieny jamy ustnej podczas podróży zależy od konkretnej sytuacji. W przypadku wędrówek pieszych składana szczoteczka może okazać się wystarczająca, w przypadku krótkiej wizyty w innej części kraju jakimś środkiem lokomocji warto skorzystać z małej szczoteczki na baterie.

Podsumowując, skomponowanie własnego zestawu podróżnego do higieny jamy ustnej może być nie tylko praktycznym, ale również estetycznym rozwiązaniem. Dzięki wyborowi odpowiednich akcesoriów, w trakcie wyjazdu będziemy mieli pewność, że nasza jama ustna pozostaje w czystości i jest zdrowa. Wszystko co potrzebne do mycia zębów i pielęgnacji dziąseł kupisz w naszym sklepie.