



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/panasonic-ew-dj-40-turystyczny-irygator-akumulatorowy-p-685.html>



Panasonic EW-DJ 40 turystyczny irygator akumulatorowy

Cena	255,00 zł
Dostępność	Produkt wycofany
Kod EAN	5025232538492
Producent	Panasonic - Japonia

Opis produktu

Panasonic DentaCare jest urządzeniem irygującym obszar jamy ustnej. Urządzenie posiada rozsuwaną konstrukcję, co umożliwia użytkowanie z niego w każdych warunkach. DentaCare pozwala na czyszczenie trudno dostępnych miejsc, niemożliwych do wyczyszczenia tradycyjną szczoteczką.

Poprzez irygację DentaCare usuwa z przestrzeni międzyzębowych resztki pokarmu, utrzymując higienę uzębienia; idealnie masując dziąsła powoduje to lepsze ich ukrwienie.

Urządzenie zasilane jest wbudowanym akumulatorem, przenośne, umożliwiające codzienną higienę podczas podróży - bez zbędnych kabli i pojemników. DentaCare czyści miejsca tam, gdzie szczoteczka nie dociera. Ten irygator jest w stanie usuwać resztki jedzenia z zębów prowadząc do idealnej higieny uzębienia, a dziąsła poprzez wymasowanie strumieniem będą wzmocnione.

Zastosowanie mieszanki wody z powietrzem pod ciśnieniem zapobiega powstawaniu płytki nazębnej.

- Urządzenie zasilane jest akumulatorem, przenośne, umożliwiające codzienną higienę podczas podróży - bez zbędnych kabli i pojemników.
- Ten niewielki irygator jest w stanie usuwać resztki jedzenia z zębów prowadząc do idealnej higieny uzębienia.
- Efektywnie czyści mosty oraz sztuczne uzębienie, wzmacnia ukrwienie dziąseł.
- Idealny do higieny uzębienia podczas użytkowania aparatów ortodontycznych



- Irygator posiada schowek na końcówkę, zapewnia higieniczną końcówkę podczas podróży.
- Ergonomiczna budowa irygatora
- Zbiornik posiada pojemność 165 ml
- Niewielka ładowarka, zredukowany czas ładowania do 8 godzin
- Częstotliwość impulsów pompy: 1500 na minutę



Panasonic EW-DJ 40

- Napięcie: 100-240 V; 50-60 Hz
- Czas ładowania: 8 godzin
- Pojemność zbiornika: 165 ml

Ciśnienie wody:

- Poziom 1: 590 KPa,
- Poziom 2: 390 KPa

Wymiary: Urządzenie właściwe: 218 (wys.) x 51 (szer.) x 68 (głęb.)mm. Ładowarka: 25 (wys.) x 67 (szer.) x 92 (głęb.)

Czas pracy: około 15 minut ciągłej pracy/ 40 sek - pełen zbiornik

Waga: Irygator 265 g, ładowarka 145 g

W opakowaniu 1szt. dyszy irygacyjnej (EW 0955).

Gwarancja 24 miesiące

Jaki zestaw podręczny do higieny jamy ustnej?

Planowanie podróży to jedno, ale zapewnienie sobie odpowiedniej higieny jamy ustnej w trakcie niej jest równie ważne. Bez względu na to, dokąd się wybieramy, warto pomyśleć o skomponowaniu własnego zestawu podręcznego do higieny jamy ustnej, zawierającego niezbędne akcesoria. Wśród nich powinny znaleźć się:

Składana szczoteczka do zębów

Powinniśmy myć zęby 2 razy dziennie przez 2-3 minuty, niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu czy na wakacjach. Składana szczoteczka do zębów to niezwykle praktyczny gadżet, który z łatwością pomieści się w mniejszej kosmetyczce czy torebce.

Mini pasta do zębów

Mała tubka z pastą do zębów to dobry wybór dla osób, które chcą zaoszczędzić miejsce w bagażu. Wiele marek oferuje nie tylko miniaturowe opakowania, ale także pasty o mniejszej zawartości fluoru, idealne dla dzieci i osób z wrażliwymi zębami. Poszukujemy past o pojemności od 10 do 30 mililitrów.

Mała szczoteczka do zębów na baterie

To rozwiązanie dla tych, którzy szukają nowinek technologicznych. Mała szczoteczka na baterie nie zajmuje wiele miejsca i z łatwością pomieści się w torebce czy plecaku. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie trzeba jej podłączać do gniazdka, co znacznie ułatwia higienę w trudniejszych warunkach, na przykład podczas wędrowek.

Mały płyn do ust



W podróży możemy być narażeni na suchość błony śluzowej jamy ustnej. Mały, poręczny płyn do ust to dobry wybór, gdy potrzebujemy odświeżyć oddech.

Małe akcesoria do higieny zębów

W zależności od indywidualnych potrzeb, warto zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria, przykładowo **małe nici dentystyczne** czy **gumy do żucia** z ksylitolem na odświeżenie oddechu,

Akcesoria do przechowywania kosmetyków w podróży

Przed podróżą warto zaopatrzyć się w **małą kosmetyczkę**, która pomieści wszystkie akcesoria higieniczne potrzebne w podróży. Warto rozważyć też zakup etui na szczoteczkę, jeśli ta nie posiada skuwki. Dodatkowe wyposażenie kosmetyczki może stanowić **mydelniczka, grzebyk, pilniczek do paznokci, maszynka do golenia, dezodorant** - wszystko zależy od potrzeb i inwencji podróżnika.

Warto pamiętać, że wybór akcesoriów do higieny jamy ustnej podczas podróży zależy od konkretnej sytuacji. W przypadku wędrówek pieszych składana szczoteczka może okazać się wystarczająca, w przypadku krótkiej wizyty w innej części kraju jakimś środkiem lokomocji warto skorzystać z małej szczoteczki na baterie.

Podsumowując, skomponowanie własnego zestawu podróżnego do higieny jamy ustnej może być nie tylko praktycznym, ale również estetycznym rozwiązaniem. Dzięki wyborowi odpowiednich akcesoriów, w trakcie wyjazdu będziemy mieli pewność, że nasza jama ustna pozostaje w czystości i jest zdrowa. Wszystko co potrzebne do mycia zębów i pielęgnacji dziąseł kupisz w naszym sklepie.