



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/philips-sonicare-w2-optimal-white-koncówki-wymienne-białe-p-1266.html>



PHILIPS Sonicare W2 Optimal White końcówki wymienne białe

Cena	155,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HX6064/10
Kod EAN	8710103850359
Producent	PHILIPS Sonicare

Opis produktu

Końcówki wymienne PHILIPS Sonicare Optimal White W2 HX6064/10

Końcówki wymienne PHILIPS Sonicare Optimal White W2 HX6064/10 zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić optymalne wybielanie i czyszczenie zębów. Wymienne końcówki są kompatybilne z wybranymi szczoteczkami PHILIPS Sonicare i doskonale nadają się do utrzymania jasnego, białego uśmiechu. Końcówki wymienne są przeznaczone do stosowania ze szczoteczkami sonicznymi PHILIPS Sonicare, umożliwiając łatwą wymianę zużytych końcówek bez konieczności kupowania całej nowej szczoteczki.

Kompatybilne szczoteczki wymienne

Końcówki wymienne Philips Sonicare W2 Optimal White HX6064/10 pasują do szczoteczek Sonicare:

- EasyClean
- Healthy White
- FlexCare
- DiamondClean

Cechy produktu:

- ▶ szczoteczka końcówki jest w kształcie rombu co ma poprawić jakość szczotkowania
- ▶ główka szczoteczki posiada osłonkę na włosie końcówki
- ▶ przycięte włosie zwiększa skuteczność działania
- ▶ dopasowanie do powierzchni zęba ułatwia szczotkowanie
- ▶ doskonale dopasowują się do łuków zębowych
- ▶ diamentowy wzór włosia końcówek wymiennych pomaga skutecznie usuwać przebarwienia powierzchniowe i polerować zęby, pozostawiając je jaśniejsze i czystsze.



dentylium





dentylium

Przeznaczenie:

Końcówki wymienne PHILIPS Sonicare Optimal White W2 zostały specjalnie zaprojektowane, aby usuwać przebarwienia powierzchniowe i wybielać zęby, zapewniając jaśniejszy uśmiech.

Sposób użycia

Wystarczy przymocować wymienną końcówkę do kompatybilnej szczoteczki PHILIPS Sonicare i szczotkować zęby. Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby uzyskać optymalną wydajność. Zachowaj opakowanie tych końcówek pod ręką, aby móc je łatwo wymienić w razie potrzeby, zapewniając ciągłe optymalne wybielanie i czyszczenie zębów.

Wskaźnik zużycia włosia

Zastosowano niebieskie włosie które po trzech miesiącach normalnego używania pojawiają się ślady zużycia (włoski bledną), co oznacza, że główka szczoteczki jest coraz mniej skuteczna i należy ją wymienić.

Opakowanie

Końcówki wymienne Optimal White W2 są dostarczane w opakowaniu zawierającym cztery sztuki, dzięki czemu zapasowe końcówki wystarczą na rok dla jednej osoby.