



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/redesept-srodek-do-usuwania-kamienia-proszek-do-czyszczenia-irygatorow-150g-p-164.html>



REDESEPT środek do usuwania kamienia, proszek do czyszczenia irygatorów 150g

Cena	64,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4031179201611
Producent	getaplus - Niemcy

Opis produktu

REDESEPT –specjalny środek w formie proszku do usuwania kamienia, czyszczenia i dezynfekcji irygatorów dentystycznych (150g).

Wilgotne środowisko, jakie występuje na przykład na szczoteczkach do zębów, w irygatorach do higieny jamy ustnej, kubkach do szczoteczek do zębów, prysznicach czy maskach inhalacyjnych zapewnia doskonałe warunki do rozwoju różnorodnych zarazków. Dlatego niezbędne jest częste i regularne czyszczenie tych urządzeń. Ponadto w wielu regionach woda cechuje się wysoką twardością. Oddziałuje to nie tylko na pralki czy zmywarki, ale również na inne urządzenia mające kontakt z wodą. Aby zapewnić ich skuteczne działanie i trwałość na wiele lat niezbędne jest regularne usuwanie gromadzącego się w nich osadu wapiennego.

Redesept spełnia wszystkie te potrzeby, został opracowany specjalnie do:

- usuwania kamienia,
- czyszczenia i dezynfekcji irygatorów do higieny jamy ustnej,
- szczoteczek do zębów oraz kubków i uchwytych do nich,
- masek inhalacyjnych, itp.

Dwa szeroko rozpowszechnione, uciążliwe, a często i niebezpieczne typy bakterii mają szczególny wpływ na higienę jamy ustnej: bakteria *Streptococcus mutans* występująca m. in. w kieszonkach przyzębnych oraz *Candida albicans*, której obecność stwierdzono na ponad 50% szczoteczek do zębów.

Z tego powodu skuteczność Redesept została naukowo udowodniona w stosunku do tych właśnie bakterii.

USUWANIE KAMIENIA: Specjalny czynnik usuwający kamień zapewnia skuteczne usunięcie osadów wapnia z irygatorów do higieny jamy ustnej, szczoteczek do zębów, kubków do szczoteczek, pryszniców i wielu innych produktów.

CZYSZCZENIE: REDESEPT zawiera aktywne substancje czyszczące oraz aktywny tlen. Składniki te zapewniają skuteczne oczyszczanie w ciągu zaledwie kilku minut.

DEZYNFEKCJA: Naukowe testy potwierdzają, skuteczność dezynfekcyjną REDESEPT, który już po 15 minutach zabija zarazki *S.mutans* i *C.albicans*.

Opakowanie zawiera 150g proszku.