



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/seyso-basic-black-szczoteczka-soniczna-p-1048.html>



SEYSSO BASIC Black szczoteczka soniczna

Cena	229,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905279935280
Producent	SEYSSO

Opis produktu

SEYSSO BASIC Black szczoteczka soniczna

Szczoteczka SEYSSO Basic Black wyróżnia się bardzo korzystnym stosunkiem jakości do ceny. Za niewielką kwotę otrzymujemy szczoteczkę soniczną z trzema trybami pracy, timerem, ładowarkę i głowicę wymienną. Czarny kolor doda charakteru szczoteczce i pozwoli się wyróżnić.

3 tryby pracy

Szczoteczka, w zależności od trybu może poruszać się w dwóch prędkościach wykonując 62 000 lub 82 000 drgań sonicznych na minutę:

- **Clean (82 000)** program do codziennej higieny jamy ustnej. Szczoteczka wykonuje 82 tysiące drgań zapewniając dokładne oczyszczenie zębów i dziąseł.
- **Soft (62 000)** program delikatny, przeznaczony między innymi dla osób z zapaleniem dziąseł, nadwrażliwością zębów lub innymi wskazaniami stomatologa. Stosowany razem z końcówkami wymiennymi SEYSSO Carbon Antibacterial jest odpowiedni dla dzieci powyżej czwartego roku życia.
- **Massage (62 000)** program zapewniający delikatne czyszczenie zębów i masaż dziąseł. Szczoteczka pulsuje wykonując do 62 tysięcy drgań.



dentylium



Timer

Wbudowany w szczoteczkę timer (sygnalizator czasu mycia) zadba byś przeznaczył na czyszczenie zębów odpowiednią ilość czasu. Po 2 minutach szczotkowania, szczoteczka samoczynnie się wyłączy.

Technologia soniczna - Dynamic Cleaning Technology (DCT)

Wyjątkowo szybkie ruchy wymiatające włókien szczoteczki sonicznej wywołują efekt kawitacji - miejscowego obniżenia ciśnienia. Dzięki temu efektowi powstają tysiące mikrobąbelków, które dystrybuują składniki pasty oraz tlen nawet w trudno dostępne przestrzenie międzyzębowe. W szczoteczce sonicznej SEYSSO Basic Black zastosowano technologię Dynamic Cleaning Technology (DCT).

Mocny akumulator

Szczoteczka została wyposażona w **litowo-jonowy akumulator**, dzięki czemu czas działania szczoteczki wynosi aż **do 6 tygodni** - przy użytkowaniu dwa razy dziennie, przez 2 minuty w trybie soft.

Jak używać

Szczoteczkę wystarczy prowadzić wzdłuż linii dziąseł, utrzymując kąt czyszczenia 45°. Nie musisz już wykonywać ruchów wymiatających ani kreślić kółeczek - szczoteczka zrobi to za Ciebie! Tysiące drgań szczoteczki dokładnie oczyszczą zęby i wymasują dziąsła.

Pamiętaj aby wymieniać regularnie końcówkę szczoteczki - zalecamy jej wymianę co 3 miesiące.

W opakowaniu znajduje się:

- 1 x szczoteczka SEYSSO Basic Black
- 1 x [końcówka wymienna SEYSSO Carbon Professional](#)
- 1 x ładowarka - stacja bazowa z miejscem na dwie końcówki wymienne
- 1 x instrukcja obsługi

Gwarancja: 24 miesiące.



dentylium

Szczoteczka soniczna
wykorzystująca wszystkie zalety
technologii sonicznej!

