



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/seyso-gold-anti-plaque-koncowki-wymienne-przeciw-kamieniowi-p-1033.html>



SEYSSO Gold Anti-plaque końcówki wymienne przeciw kamieniowi

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SE0301W
Kod EAN	5905279935563
Producent	SEYSSO

Opis produktu

SEYSSO Gold Antiplaque - końcówki wymienne przeciw kamieniowi nazębnemu

Końcówki wymienne SEYSSO Gold zapobiegające powstawaniu płytki nazębnej zostały specjalnie zaprojektowane, aby pasować do szczoteczki SEYSSO, zapewniając skuteczne i wygodne rozwiązanie dla utrzymania zdrowia jamy ustnej. Te wymienne końcówki są wyposażone w zaawansowaną technologię, która pomaga zapobiegać gromadzeniu się płytki nazębnej i zwalczać kamień nazębny, zapewniając czysty i zdrowy uśmiech.

Opis produktu

SEYSSO Gold Antiplaque to specjalistyczne końcówki wymienne, zaprojektowane z myślą o skutecznym usuwaniu kamienia nazębnego. Dzięki precyzyjnie wyprofilowanym włóknom, końcówki te doskonale docierają do trudno dostępnych miejsc, zapewniając dokładne i głębokie czyszczenie.

Cechy produktu

- **Skuteczność:** Specjalnie zaprojektowane do walki z kamieniem nazębnym, redukując jego powstawanie i gromadzenie się.
- **Kompatybilność:** Idealnie pasują do szczoteczek sonicznych SEYSSO, gwarantując optymalne działanie.
- **Trwałość:** Wysokiej jakości materiały zapewniają długotrwałe użytkowanie każdej końcówki..

Zalety

- Skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej, przyczyny powstawania kamienia nazębnego.
- Docieranie do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej.
- Bezpieczne dla dziąseł dzięki miękkim i elastycznym włóknom.
- Łatwa wymiana i montaż na szczoteczkę.

Sposób użycia

1. Delikatnie zdjąć zużytą końcówkę ze szczoteczki.
2. Nałożyć nową końcówkę SEYSSO Gold Antiplaque, dociskając ją do końca rączki szczoteczki.



3. Używaj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi codziennej higieny jamy ustnej.

4. Dla najlepszych efektów zaleca się wymianę końcówki co 3 miesiące.

Dlaczego warto kupić

- Zaprojektowane do użytku ze szczoteczką SEYSSO, zapewniając idealne dopasowanie.
- Specjalne włókna pomagają zapobiegać gromadzeniu się płytki nazębnej i zmniejsza ryzyko powstawania kamienia nazębnego.
- Delikatna dla dziąseł i szkliva, zapewnia komfortowe szczotkowanie.
- Łatwa do wymiany, wystarczy zatrzasknąć i zdjąć, aby zapewnić bezproblemową konserwację.
- Zapewnia doskonałe czyszczenie i dociera do trudno dostępnych miejsc, zapewniając dokładne czyszczenie.
- Pomaga zachować zdrowie jamy ustnej i zapobiegać ubytkom, chorobom dziąseł i nieświeżemu oddechowi.
- Idealna dla osób, które chcą zachować zdrowy uśmiech i zapobiegać chorobom jamy ustnej.
- Zalecane przez dentystów do skutecznego zapobiegania powstawaniu kamienia nazębnego.
- Zwiększa ogólną skuteczność szczoteczki SEYSSO, zapewniając optymalną higienę jamy ustnej.
- Pasuje do wszystkich szczoteczek SEYSSO (za wyjątkiem szczoteczek dla dzieci).

Sprawdź czy pasuje do Twojej szczoteczki

Sprawdź czy końcówka wymienna będzie pasowała do Twojej szczoteczki SEYSSO. Zwróć uwagę, że wybrane końcówki lepiej zgrywają się danymi modelami szczoteczek SEYSSO a inne gorzej. Wybierz najlepszą końcówkę wymienną do swojej szczoteczki i ciesz się najlepszym efektem czyszczenia!



dentylium

		BASIC	BASIC COLOR	PROFESSIONAL	PLANET	OXYGEN	GOLD	GOLD FOREST
CARBON PROFESSIONAL		✓✓	✓✓	✓✓	○	○	○	○
LAVENDER, SKY BLUE, PARADISE PINK		✓✓	✓✓	✓✓	○	○	○	○
CARBON ANTIBACTERIAL		✓✓	✓✓	✓✓	○	○	○	○
CARBON DAILY CLEAN		✓✓	✓✓	✓✓	○	○	○	○
OXYGEN ULTRA CLEAN		○	○	○	○	✓✓	✓	✓
OXYGEN SENSITIVE		○	○	○	○	✓✓	✓	✓
OXYGEN ORTHO		○	○	○	○	✓✓	✓	✓
GOLD ANTI-PLAQUE		○	○	○	○	✓	✓✓	✓✓
GOLD WHITENING		○	○	○	○	✓	✓✓	✓✓
PLANET XCLEANING		○	○	○	✓✓	○	○	○
GOLD TONGUE CLEANER		○	○	○	○	✓	✓✓	✓✓
GOLD DERMO SONIC		○	○	○	○	✓	✓✓	✓✓
		✓✓ PASUJE IDEALNIE ✓ PASUJE ○ DOPUSZCZALNE						

W razie wątpliwości możesz skontaktować się z nami - pomożemy w wyborze :)