



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/seysson-oxygen-sensitive-delikatne-koncowki-do-szczoteczki-o-sonic-2-szt-p-1013.html>



SEYSSO Oxygen Sensitive delikatne końcówki do szczoteczki O-Sonic 2 szt.

Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SE0202
Kod EAN	5905279935327
Producent	SEYSSO

Opis produktu

SEYSSO Oxygen Sensitive delikatne końcówki do szczoteczki (2 szt.)

Końcówki SEYSSO Oxygen Sensitive są wyjątkowo delikatne, co czyni je idealnym wyborem dla osób borykających się z problemami jamy ustnej takimi jak krwawiące dziąsła, stany zapalne czy paradontoza. Zostały one zaprojektowane z myślą o osobach z odsłoniętymi szyjkami zębów, które doświadczają nadwrażliwości.

Rekomendacja:

Jeżeli zmagasz się z krwawiącymi dziąsłami, stanami zapalnymi jamy ustnej, paradontozą lub masz odsłonięte szyjki zębowe, te końcówki są dla Ciebie. Dzięki swojej delikatności, skutecznie czyszczą zęby, jednocześnie minimalizując ryzyko podrażnień czy uszkodzeń dziąseł i szklia.

Przeznaczenie:

Końcówki SEYSSO Oxygen Sensitive są uniwersalne i pasują do wszystkich modeli szczoteczek Seysso, a w szczególności do modelu O-Sonic. Dzięki temu, nie musisz się martwić o dopasowanie - zawsze będą pasować do Twojej szczoteczki elektrycznej Seysso. Końcówki są kompatybilne z szczoteczką SEYSSO Oxygen, SEYSSO Professional, SEYSSO Basic.

Funkcje:

Końcówki te są zaprojektowane, aby delikatnie czyścić Twoje zęby, jednocześnie chroniąc Twoje dziąsła przed podrażnieniami. Idealne dla osób z wrażliwymi zębami i dziąsłami, które potrzebują specjalnej opieki.

Zalety:

- Delikatne dla dziąseł i zębów
- Doskonałe dopasowanie do wszystkich modeli szczoteczek Seysso
- Wysoka jakość wykonania gwarantuje długą żywotność końcówek
- Łatwe do wymiany i utrzymania w czystości



dentylium

Sposób Użycia:

1. Delikatnie nałóż końcówkę na szczoteczkę elektryczną Seysso.
2. Włącz szczoteczkę i prowadź głowicę po zębach, utrzymując kąt 45 stopni.
3. Po użyciu zmyj końcówkę pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj o tym, aby wymieniać końcówkę szczoteczki co 3 miesiące.

Z SEYSSO Oxygen Sensitive, Twoje zęby będą zawsze czyste, a Twoje dziąsła zdrowe i bez podrażnień. Zamów już teraz i przekonaj się sam!

Zawartość opakowania:

Opakowanie zawiera 2 [końcówki wymienne](#) SEYSSO Oxygen Sensitive
Szczoteczki posiadają przezroczyste osłonki na głowce.

Sprawdź czy pasuje do Twojej szczoteczki

Sprawdź czy końcówka wymienna będzie pasowała do Twojej szczoteczki SEYSSO. Zwróć uwagę, że wybrane końcówki lepiej zgrywają się danymi modelami szczoteczek SEYSSO a inne gorzej. Wybierz najlepszą końcówkę wymienną do swojej szczoteczki i ciesz się najlepszym efektem czyszczenia!



dentylium

		BASIC	BASIC COLOR	PROFESSIONAL	PLANET	OXYGEN	GOLD	GOLD FOREST
CARBON PROFESSIONAL		✓✓	✓✓	✓✓	○	○	○	○
LAVENDER, SKY BLUE, PARADISE PINK		✓✓	✓✓	✓✓	○	○	○	○
CARBON ANTIBACTERIAL		✓✓	✓✓	✓✓	○	○	○	○
CARBON DAILY CLEAN		✓✓	✓✓	✓✓	○	○	○	○
OXYGEN ULTRA CLEAN		○	○	○	○	✓✓	✓	✓
OXYGEN SENSITIVE		○	○	○	○	✓✓	✓	✓
OXYGEN ORTHO		○	○	○	○	✓✓	✓	✓
GOLD ANTI-PLAQUE		○	○	○	○	✓	✓✓	✓✓
GOLD WHITENING		○	○	○	○	✓	✓✓	✓✓
PLANET XCLEANING		○	○	○	✓✓	○	○	○
GOLD TONGUE CLEANER		○	○	○	○	✓	✓✓	✓✓
GOLD DERMO SONIC		○	○	○	○	✓	✓✓	✓✓
		✓✓ PASUJE IDEALNIE ✓ PASUJE ○ DOPUSZCZALNE						

W razie wątpliwości możesz skontaktować się z nami - pomożemy w wyborze :)