

Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/symbioral-1-2-iso-3-duze-stozkowe-szczoteczki-miedzyzebowe-fioletowe-p-1204.html>



SYMBIORAL 1,2 / ISO 3 duże stożkowe szczoteczki miedzyzębowe fioletowe

Cena	28,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5908239791254
Producent	SYMBIORAL

Opis produktu

SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH 1,2 / ISO 3 - fioletowe szczoteczki międzyzębowe w kształcie szerokiego stożka i grubszym drucie 1,2mm - do czyszczenia szerszych szczelin między zębami. Druk wykonany z niemieckiej stali nierdzewnej użyty jako trzpień trzymający włókna zapewnia większą wytrzymałość na zginanie i dłuższą żywotność.

Zastosowanie fioletowych czyścików międzyzębowych SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH 1,2 / ISO 3:

- do czyszczenia bardzo szerokich przestrzeni międzyzębowych,
- do czyszczenia mostów,
- do czyszczenia okolic wokół implantów,
- do czyszczenia aparatów ortodontycznych.

Charakterystyka szczoteczek międzyzębowych SYMBIORAL 1,2 / ISO 3:

- **grubszy i wytrzymalszy trzpień o średnicy 1,2mm** wykonany z importowanej niemieckiej stali nierdzewnej najwyższej jakości
- długość robocza trzpienia 12mm (włókna)
- dłuższy trzpień o długości aż 15mm
- **włosie o rozstawie (średnicy) od 3,5mm do 4,5mm**
- przeznaczenie: do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
- **układ włosów - stożek** (choinka)
- antypoślizgowy wygodny uchwyt z tworzywa PP + TPR
- skuwka - przezroczysta **zatyčka na każdej szczoteczce** międzyzębowej może służyć jako przedłużenie uchwytu

Wszystkie szczoteczki międzyzębowe **SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH** cechuje wysmakowany design i ponadprzeciętna funkcjonalność. Szczoteczki zostały bardzo starannie wykonane. Do ich produkcji i opakowania użyto materiałów najwyższej jakości. Wyróżniają się dłuższą żywotnością niż podobne produkty konkurencyjne.

Dzięki higienicznej zatyckie, szczoteczki międzyzębowe SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH możesz mieć zawsze przy sobie - w kieszeni lub torebce - zawsze pod ręką gdy ich potrzebujesz - w domowej łazience, w samochodzie, w biurze, w restauracji, w szkole.

Jeśli nie jesteś pewien, który rozmiar = kolor czyścików jest dla Ciebie zapoznaj się z tabelą rozmiarów poniżej lub kup zestaw startowy zawierający [szczoteczki międzyzębowe SYMBIORAL różnej średnicy](#).

Tabela rozmiarów SYMBIORAL INTERDENTAL BRUSH:



INTERDENTAL BRUSH

SIZE CHART

Colour	Passage hole diameter (PHD)	German stainless steel wire/Bristle shape
	0,6 mm	0,38  1,8
	0,7 mm	0,43  2,2
	0,8 mm	0,47  2,5-3,0
	1,0 mm	0,47  3,0-3,5
	1,2 mm	0,50  3,5-4,5

ZAPAMIĘTAJ: Po czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych, szczoteczkę należy każdorazowo opłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia (bez zatyczki!).