



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/waterpik-wp-100e-ultra-irygator-rodzinny-stacjonarny-p-379.html>



Waterpik WP-100E ULTRA irygator rodzinny stacjonarny

Cena	369,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	wp-100e
Kod EAN	0073950290760
Producent	Waterpik - USA

Opis produktu

Irygator na wodę Waterpik WP-100E ULTRA

Używanie irygatora do higieny jamy ustnej może pomóc w dopełnieniu codziennej higieny jamy ustnej, ponieważ irygator usuwa resztki jedzenia oraz osad płytki nazębnej z najdalszych części jamy ustnej, przestrzeni międzyzębowych, spod mostów, koron i aparatów stałych. Szczoteczka do zębów nie dociera do tych miejsc, a przepływająca ślina nie oczyszcza ich dostatecznie. Irygacja wypłukuje i usuwa bakterie, które powodują powstawanie płytki nazębnej oraz pozbawia ich otoczenia, w którym mogłyby się rozwijać.

Irygator, to urządzenie dla każdego - poprawi ogólny stan dziąseł i czystość zębów. Doskonały dla osób z implantami oraz dla tych z koronami, mostami i licówkami. Wielość końcówek z różnokolorowymi rantami pozwoli używać sprzęt przez wszystkich domowników - dla każdego.

Irygator Waterpik WP100E Ultra to produkt od renomowanego producenta - firmy Waterpik, która "wymyśliła" irygator i jako pierwsza wprowadziła go na rynek. Jeśli szukasz sprawdzonego urządzenia od lidera rynku, ten irygator na pewno zaspokoi Twoje potrzeby i całej rodziny.

Korzyści i zalety

- Użycie irygatora do higieny jamy ustnej jako zabiegu uzupełniającego znacznie zmniejsza krwawienie i zapalenie dziąseł w porównaniu z zastosowaniem wyłącznie tradycyjnych metod utrzymywania higieny jamy ustnej.
- Klinicznie sprawdzony, w 93% skuteczniejszy niż czyszczenie nitką dentystyczną w profilaktyce zapalenia dziąseł.
- Badania naukowe dowiodły że po 28 dniach używania irygatora nastąpiło w 40%-93% obniżenie krwawienia i zapalenia dziąseł.
- Zdrowsze dziąsła już po 14 dniach.
- Usuwa bakterie głęboko między zębami i poniżej dziąseł, gdzie czyszczenie tradycyjną szczoteczką nie daje rezultatów.
- Pulsacyjny strumień wody masuje dziąsła, co w efekcie sprawia, że są lepiej ukrwione i przekłada się to na ich zdrowie.
- Idealny do czyszczenia wokół stałych aparatów ortodontycznych, dzięki zastosowaniu specjalnej końcówki.
- 10 stopni regulacji ciśnienia.
- Model Waterpik WP 100 jest o 20% cichszy do poprzedniego modelu WP-70.

W najnowszym modelu irygatora WP100 poprawiono włącznik "water stop" - psujący się po jakimś czasie niebieski przycisk



Pojemnik na końcówki irygatora

Zbiornik z pokrywą ułatwia utrzymać go w czystości i przechowywać załączone akcesoria. Do etui zmieścimy 4 końcówki.



Duży pojemnik na wodę

Duży, przezroczysty pojemnik na wodę o pojemności 600 ml zapewnia ilość wody wystarczającą na dłuższą irygację bez zastąpienia suwakiem. Pierścien na uchwycie umożliwia obracanie końcówką irygatora, bez konieczności ruszania nadgarstkiem. W poprzedniej wersji irygator posiadał pojemnik niebieski.



dentylium



W zestawie znajdziemy 7 końcówek do irygatora:

- 2 x standardowe końcówki do irygacji
- 1 x końcówka do czyszczenia wokół aparatów ortodontycznych
- 1 x końcówka do czyszczenia implantów, mostków, koron - usuwania płytki bakteryjnej
- 1 x końcówka do irygacji poddziąsłowej PIK POCKET
- 1 x końcówka irygacyjna ze szczoteczką do zębów



dentylium



Parametry techniczne produktu:

- Zakres ciśnienia irygatora: 0,3 do 6,2 bar (620kPa)
- Ilość końcówek do irygatora: 7
- Ilość stopni regulacji ciśnienia: 10
- Pojemność zbiornika z wodą: 600 ml
- Długość przewodu z wodą: 88 cm
- Długość kabla zasilającego: 133cm
- 1 x końcówka do czyszczenia języka
- Wymiary podstawki: 21 x 15 x 12 cm
- Czas zużycia pełnego pojemnika z wodą: 90 sek

Gwarancja: 24 miesiące.

Wymiary i waga urządzenia:

Wysokość (z końcówką/szczoteczką): 25,15 cm
Maksymalna szerokość (podstawa): 14,22 cm
Maksymalna głębokość (podstawa): 13,46 cm
Waga urządzenia: 0,671 kg
Waga wraz z opakowaniem: 0,916 kg

Oznaczenia irygatora Waterpik WP100

Ważna uwaga: Często otrzymujemy zapytania od klientów: czym różni się irygator Waterpik WP100E Ultra od irygatora Waterpik WP100UK lub WP100US?

Odpowiedź jest prosta - końcówka E oznacza produkt do sprzedaży w Europie kontynentalnej, UK - United Kingdom (inna wtyczka), US - USA (inna wtyczka i silniczek przystosowany do pracy pod napięciem 110V).

Irygatory Waterpik WP100 różnią się między sobą wtyczką oraz napięciem w gniazdku - w USA jest 110V a w Europie 230V. Jeśli mieszkasz w Polsce lub w UE, wybierz irygator Waterpik WP100E Ultra dostępny w naszym sklepie. Kupując w Dentylium masz pewność, że produkt nie będzie wymagał żadnych modyfikacji po zakupie i będzie objęty gwarancją!