

## Waterpik WP-450E2 irygator bezprzewodowy



**Cena : 339,00 zł**

Nr katalogowy : **waterpik\_wp\_**  
 Producent : **Waterpik - USA**  
 Stan magazynowy : **bardzo wysoki**  
 Średnia ocena : **brak recenzji**

**Waterpik WP-450 E2** irygator bezprzewodowy, akumulatorowy, z czterema końcówkami;

- standard,
- końcówka do czyszczenia języka,
- końcówka do oczyszczania poddziąsłowego (kieszonek przyzębnych)
- końcówka ortodontyczna



Nalewanie wody do zbiorniczka

Waterpik WP 450E2

Końcówki irygacyjne

Urządzenie wykorzystuje w swoim działaniu zalecaną przez naukowców irygację punktową o charakterystyce sinusoidalnej. WaterPik WP 450E2, poprzez dodane przez producenta końcówki irygacyjne, zapewnia optymalne oczyszczania z przestrzeni międzyzębowej, masowania dziąseł, profilaktyki zapalenia dziąseł i ograniczania płytki nazębnej.

W tym modelu zastosowano parę praktycznych rozwiązań:

- na obudowie umieszczono przełącznik regulacji ciśnienia,
- ergonomiczny zaprojektowany kształt ręczki umożliwia wygodne trzymanie irygatora,
- bracząca się o 360 stopni końcówka umożliwia dotarcie do wszystkich miejsc w jamie ustnej,
- zbiornik na wodę łatwy do napełniania. Posiada największy 210ml zbiornik w swojej klasie.

Naładowana bateria wystarcza w przybliżeniu na 5-7 dni, zależy to od częstotliwości jego używania. Do irygatora można stosować płyny lub antybakteryjne płukanki zgodnie z zaleceniami stomatologa.

Gwarancja 12 miesięcy.

**UWAGA:** urządzenie nie jest przeznaczone do codziennego użytkowania! Jest to irygator podręczny, wyjazdowy przystosowany do parodniowego użytkowania.