



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/aquajet-ld-a8-irygator-stomatologiczny-5-koncówek-p-1007.html>



AQUAJET LD-A8 irygator stomatologiczny 5 końcówek

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	8887786600028
Producent	AQUAJET - Singapur

Opis produktu

Irygator AQUAJET LD-A8:

- Ciśnienie z płynną regulacją: 3 - 8 atm
- Częstotliwość pulsacji: 1200 impulsów na minutę
- Końcówki standardowe: 4 sztuki
- Końcówka poddźiąsłowa: 1 sztuka
- Pojemnik: 500 ml
- Ergonomiczny uchwyt z blokadą przepływu wody
- możliwość zamocowania na ścianie "za plecy" irygatora
- komora do przechowywania końcówek
- Gwarancja door to door: 24 miesiące