



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/dr-hinz-muppy-pearl-mala-plytka-przedsionkowa-z-kulka-do-cwiczenia-jezyka-p-1519.html>



Dr. Hinz MUPPY Pearl mała płytką przedsionkowa z kulką do ćwiczenia języka

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4260620320452
Producent	Dr. Hinz Dental

Opis produktu

Mała płytką przedsionkowa Dr. Hinz MUPPY Perl z ruchomą kulką, przymocowana do drutu prowadzi język do właściwej pozycji do podniebienia, aby następnie doprowadzić do zamknięcia ust. Jednocześnie język jest prowadzony do góry i do przodu, aby zapobiec nieprawidłowemu ustawieniu zębów.

MUPPY Perl z ruchomą kulką jest używany głównie przez **dzieci z zespołem Downa i porażeniem mózgowym**, dzięki czemu trenowany jest język o słabym mięśniu.

MUPPY Pearl - z kulką, stosuje się w:

- zaburzeniach języka,
- nietypowym połykaniu,
- trudnościach w mówieniu
- wydzielaniu śliny spowodowane otwartą pozycją ust.

Przedsionkową płytkę z kulką nazywa się zamiennie płytką z koralikiem.

Opakowanie zawiera:

- Płytkę przedsionkową z kulką Dr. Hinz MUPPY Pearl mała
- etui i instrukcję obsługi

Uwaga:

Płytką przedsionkową jest wyrobem medycznym i nie podlega zwrotom ani wymianom. Przed zakupem zalecamy konsultację z lekarzem stomatologiem, ortodontą lub logopedą.