



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/meriden-kiddy-bateryjna-szczoteczka-soniczna-dla-dziecka-0-4-lat-p-1237.html>



MERIDEN Kiddy bateryjna szczoteczka soniczna dla dziecka 0-4 lat

Cena	53,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5907222354049
Producent	MERIDEN

Opis produktu

Soniczna szczoteczka MERIDEN Kiddy to szczoteczka na baterię **dla małych dzieci w wieku od 0 do 4 lat**. W zestawie znajdziemy dwie końcówki z miękkim włosiem, jedna MINI dla dziecka od 0-18 miesięcy, druga dla dziecka 18-48 miesięcy.

Częstotliwość drgań szczoteczki MERIDEN Kiddy jest na poziomie 16000 drgań na minutę. Intensywność drgań jest dobrana odpowiednio dla grupy wiekowej.

Szczoteczka posiada **2-minutowy czujnik czasu** (tzw. timer), który pilnuje aby dziecko czyściło ząbki przez odpowiedni czas; **co 30 sekund szczoteczka informuje żeby zmienić czyszczoną kwartę łuków zębowych.**

Rączka szczoteczki jest w kształcie pingwinka.

Postawa szczoteczki umożliwia jej postawienie - szczoteczka nie przewraca się.

Rączka jest antypoślizgowa, co ułatwia jej trzymanie w małej ręczce.

Podświetlana końcówka szczoteczki.

Kolor szczoteczki: biały / różowy.

Zestaw zawiera: rękojeść, dwie końcówki wymienne (MINI dla dziecka od 0-18 miesięcy i dla dziecka 18-48 miesięcy) i baterię AAA.

UWAGA: Ząbki dziecka czyści rodzic/opiekun. Dziecko w wieku do lat 4, jest zbyt małe aby samodzielnie we właściwy sposób oczyścić zęby.