



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/panasonic-ew-1513w-irygator-ortodontyczny-z-technologie-ultradzwiekowa-p-1182.html>



Panasonic EW 1513W irygator ortodontyczny z technologią ultradźwiękową

Cena	453,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	EW1513W
Kod EAN	5025232938247
Producent	Panasonic - Japonia

Opis produktu

Irygator Panasonic EW 1513W to irygator wykorzystujący technologię ultradźwiękową generującą bąbelki powietrza i specjalną dyszą ortodontyczną z mikroszczoteczką - dla osób noszących stałe aparaty ortodontyczne. Specjalna dysza posiada pęczek włókien, którym możemy doczyścić miejsca przy zamkach oraz przestrzenie międzyzębowe.

Cechy urządzenia:

- pięciostopniowa regulacja siły strumienia z funkcją zapamiętywania ostatnio używanej intensywności
- maksymalne ciśnienie - 647 kPa
- irygator bezprzewodowy
- pojemnik zintegrowany z uchwytem
- stacja dokująca z funkcją szybkiego ładowania - pełne naładowanie po 1 godzinie
- wydajny akumulator litowo-jonowy
- większy zbiornik na wodę 200ml wystarcza na ok 60 sekund mycia
- irygator jest wodoodporny - można go myć pod wodą
- dwie dysze w zestawie: standardowa cienka (większa prędkość strumienia wody) i ortodontyczna (ze szczoteczką jednopęczkową)
- ładowarka - praca w zakresie 100 - 240V
- gwarancja: 24 miesiące