



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/waterpik-wf-05-irygator-wybielajacy-p-1043.html>

Waterpik WF-05 irygator wybielający



Cena	569,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Waterpik - USA

Opis produktu

Irygator Waterpik WF-05 umożliwia precyzyjne wybielanie, podczas irygowania wodą. Dzieje się tak za sprawą specjalnych tabletek, które umieszczamy w ręczce irygatora - rozpuszczają się w przepływającej podczas irygacji wodzie. Irygacja z zastosowaniem tabletek wybielających przywraca naturalną biel w zaledwie 4 tygodnie nawet w trudno dostępnych miejscach, do których inne produkty wybielające nie mają szans dotrzeć. Udowodniono, że irygator z tabletką wybielającą usuwa dodatkowo o 25% więcej plam niż samo szczotkowanie i jest tak delikatny jak zwykła pasta do zębów.

Technologia Whitening Infuser Technology doskonale łączy wodę z delikatnym środkiem do usuwania plam, który bezpiecznie przywraca naturalną biel, usuwa nalot i zachowuje zdrowsze dziąsła.

Specyfikacja irygatora Waterpik WF-05:

- Białe i satynowo- chromowane wykończenia
- Etui do przechowywania końcówek
- Wybielanie Infuser Handle
- 30 odświeżająco -miętowych tabletek do wybielania zębów (wystarczają na miesiąc stosowania)
- Przycisk włączania /wyłączenia na ręczce zapewnia łatwiejszą i bezproblemową obsługę
- 10 stopniowa regulacja ciśnienia
- przełącznik On / Off kontrola wody na ręczce (uchwycie)
- **2 tryby pracy:**
 - a) **Floss** - irygacja
 - b) **Massage** - masaż dziąseł, poprawa krążenia
- **1-minutowy Timer z pauzą po 30 sekundach** zapewnia dokładną irygację wszystkich obszarów jamy ustnej
- Duży zbiornik na wodę o pojemności 600ml
- Dioda LED, która pozwala na szybką identyfikację trybu pracy Floss/Massage

Gwarancja: 24 miesiące

Zestaw zawiera:

- 2x końcówki do irygacji standardowej (WJT-2E)
- 1x końcówka ortodontyczna (WOD-2E)
- 1x końcówka do koron mostów implantów (WPS-2E)
- 1x opakowanie tabletek wybielających (30 sztuk) (WT-30)
- 1x etui na końcówki