



Link do produktu: <https://www.dentylium.pl/zestaw-naprawczy-raczka-z-wezykiem-do-irygatorow-waterpik-wp-100-wp-112-wp-900-p-1151.html>



Zestaw naprawczy (rączka z wężykiem) do irygatorów Waterpik WP-100, WP-112, WP-900

Cena	99,00 zł
Dostępność	Produkt wycofany

Opis produktu

Zestaw do samodzielnej wymiany uszkodzonego przewodu i rączki w irygatorach Waterpik. Do wymiany uszkodzonego elementu potrzebny będzie wkrętak krzyżowy do odkręcenia starych wkrętów. Na miejsce odkręconego uszkodzonego elementu montujemy nowy. I gotowe :)

Rączka pasuje do irygatorów Waterpik: WP-100, WP-112, WP-900 (zestaw: irygator ze szczoteczką SR3000)